



## LIV<sup>®</sup> 5 L CONOXIA<sup>®</sup>.

En hel ny måde at se på mobile lægemiddelgasser.



### Enkelt og sikkert

Mobile lægemiddelgasser enkelt og sikkert. LIV (Linde Integrated Valve) er en ny og lettere løsning til mobil gasterapi. LIV 5 L er med integreret ventil, regulator og flowvælger som gør tilslutningen enkelt. Den lave vægt gør at LIV flasken er lettere at håndtere.

LIV 5 liters gasflaske til CONOXIA medicinsk oxygen (ilt) vejer ca. 7,7 kg. inkl. gassen og passer i HANDYPACK og PACKBOX.

### Produktet består af

- Kombinationsventil integreret med trykregulator, flowvælger og lynkobling med fast udgangstryk (4,5 bar)
- Ventilbeskyttelse
- 5 liters aluminiumflaske, fyldt med CONOXIA
- Sengeholder
- MR-kompatibel,  $\leq 3,0$  T

**Teknisk data** LIV 5 L CONOXIA

Flaskestørrelse	10,0 liter
Nominelt indhold	ca. 1 060 liter
Materiale, flaske	Aluminium
Diameter, flaske	ca. 141–143 mm
Diameter, ventil	ca. 122 mm
Længde inkl. ventil og beskyttelseshætte	ca. 616 mm
Vægt inkl. gas	ca. 7,7 kg
Ventil	LIV Maxiflow
Max fyldetryk	200 bar
Udgangstryk	4,5 bar
Garanteret flow fra lynkobling	≥ 180 liter pr. minut ved et flasketryk på 50–200 bar
Øjeblikkelige flow	> 200 liter pr. minut
Driftstemperatur	-20°C til +45°C
Opbevaring-/transporttemperatur	-40°C til +65°C
Gasudtag	Slangenippel (6 mm yderside), flowreguleret Lynkobling ifølge NORDIC SS 8752430
Flow trin	0, ½, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 25 liter pr. minut
Gældende standard	EN ISO 10524-3
Linde Healthcare artikelnummer	101531
Standard	CE-mærket. Integrerede ventiler er medicintekniske produkter, klassificeret ifølge direktiv 93/42/EG

- Øvrigt**
- MR-kompatibel, ≤ 3,0 T. Ventilen skal være mindst 30 cm fra den magnetiske åbning.
  - Resttryksventil, RPV (Residual Pressure Valve).
  - Flasken har flad bund.

**Kontakt os** Linde Healthcare kundecenter  
healthcare.dk@linde.com  
Telefon 70 104 103

Mere information om os og vore produkter og serviceydelser finder du på [www.linde-healthcare.dk](http://www.linde-healthcare.dk)