



## LIV<sup>®</sup> 2 L CONOXIA<sup>®</sup>.

En hel ny måde at se på mobile lægemiddelgasser.



### Enkelt og sikkert

Mobile lægemiddelgasser enkelt og sikkert. LIV (Linde Integrated Valve) er en ny og lettere løsning til mobil gasterapi. LIV 2 L er med integreret ventil, regulator og flowvælger som gør tilslutningen enkelt. Den lave vægt gør at LIV flasken er lettere at håndtere.

LIV 2 liters gasflaske til CONOXIA medicinsk oxygen (ilt) vejer ca. 3,8 kg. inkl. gassen og passer i HANDYPACK og PACKBOX.

### Produktet består af

- Kombinationsventil integreret med trykregulator, flowvælger og lynkobling med fast udgangstryk (4,5 bar)
- Ventilbeskyttelse
- 2 liters aluminiumflaske, fyldt med CONOXIA
- MR-kompatibel,  $\leq 3,0$  T

## Teknisk data

## LIV 2 L CONOXIA

|  |  |
|--|--|
| Flaskestørrelse                          | 2,0 liter  |
| Nominelt indhold                         | ca. 420 liter  |
| Materiale, flaske                        | Aluminium  |
| Diameter, flaske                         | 100–102 mm   |
| Diameter, ventil                         | ca. 122 mm   |
| Længde inkl. ventil og beskyttelseshætte | 503–538 mm   |
| Vægt inkl. gas                           | ca. 3,8 kg   |
| Ventil                                   | LIV Miniflow   |
| Max fyldetryk                            | 200 bar  |
| Udgangstryk                              | 4,5 bar  |
| Garanteret flow fra lynkobling           | ≥ 120 liter pr. minut ved et flasketryk på 50–200 bar  |
| Øjeblikkelige flow                       | > 180 liter pr. minut  |
| Driftstemperatur                         | -20°C til +45°C  |
| Opbevaring-/transporttemperatur          | -40°C til +65°C  |
| Gasudtag                                 | Slangenippel (6 mm yderside), flowreguleret<br>Lynkobling ifølge NORDIC SS 8752430                   |
| Flow trin                                | 0, ¼, ½, ¾, 1, 1½, 2, 2½, 3, 4, 5, 6 liter pr. minut   |
| Gældende standard                        | EN ISO 10524-3   |
| Linde Healthcare artikelnummer           | 113222   |
| Standard                                 | CE-mærket. Integrerede ventiler er medicintekniske produkter, klassificeret ifølge direktiv 93/42/EG |

## Øvrigt

- MR-kompatibel, ≤ 3,0 T. Ventilen skal være mindst 30 cm fra den magnetiske åbning.
- Resttryksventil, RPV (Residual Pressure Valve).
- Flasken har flad bund.
- Gasflasker fremstillet i forskellige år kan have lidt forskellige dimensioner, se tabel ovenfor.

## Kontakt os

Linde Healthcare kundecenter  
healthcare.dk@linde.com  
Telefon 70 104 103

Mere information om os og vore produkter og serviceydelser finder du på [www.linde-healthcare.dk](http://www.linde-healthcare.dk)

Linde Gas A/S

Linde Healthcare, Lautruphøj 2-6, DK-2750 Ballerup  
Tlf +45 70 104 103, [www.linde-healthcare.dk](http://www.linde-healthcare.dk)