



LIV[®] 3 L CONOXIA[®]. En hel ny måde at se på mobile lægemiddelgasser.



Enkelt og sikkert

Mobile lægemiddelgasser enkelt og sikkert. LIV (Linde Integrated Valve) er en ny og lettere løsning til mobil gasterapi. LIV 3 L er med integreret ventil, regulator og flowvælger som gør tilslutningen enkelt. Den lave vægt gør at LIV flasken er lettere at håndtere.

De nye letvægtsflasker er lavet i aluminium med et beskyttende glasfiberlag (hoop wrap).

LIV 3 liters gasflaske til CONOXIA medicinsk oxygen (ilt) vejer ca. 4,7 kg. inkl. gassen og passer i HANDYPACK og PACKBOX.

Produktet består af

- Kombinationsventil integreret med trykregulator, flowvælger og lynkobling med fast udgangstryk (4,5 bar)
- Ventilbeskyttelse
- 3 liters aluminiumflaske med et beskyttende glasfiberlag og fyldt med CONOXIA
- Sengeholder
- MR-kompatibel, $\leq 3,0$ T

Teknisk data LIV 3 L CONOXIA

Flaskestørrelse	3,0 liter
Nominelt indhold	ca. 640 liter
Materiale, flaske	Aluminium, hoop wrap komposit
Diameter, flaske	116-119 mm
Diameter, ventil	ca. 122 mm
Længde inkl. ventil og beskyttelseshætte	558-568 mm
Vægt inkl. gas	ca. 4,7 kg
Ventil	LIV Maxiflow
Max fyldetryk	200 bar
Udgangstryk	4,5 bar
Garanteret flow fra lynkobling	≥ 180 liter pr. minut ved et flasketryk på 50-200 bar
Øjeblikkelige flow	> 200 liter pr. minut
Driftstemperatur	-20°C til +45°C
Opbevaring-/transporttemperatur	-40°C til +65°C
Gasudtag	Slangenippel (6 mm yderside), flowreguleret Lynkobling ifølge NORDIC SS 8752430
Flow trin	0, ½, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 25 liter pr. minut
Gældende standard	EN ISO 10524-3
Linde Healthcare artikelnummer	112116
Standard	CE-mærket. Integrerede ventiler er medicintekniske produkter, klassificeret ifølge direktiv 93/42/EG

- Øvrigt**
- MR-kompatibel, ≤ 3,0 T. Ventilen skal være mindst 30 cm fra den magnetiske åbning.
 - Resttryksventil, RPV (Residual Pressure Valve).
 - Flasken har flad bund.
 - Gasflasker fremstillet i forskellige år kan have lidt forskellige dimensioner, se tabel ovenfor.

Kontakt os

Linde Healthcare kundecenter
healthcare.dk@linde.com
Telefon 70 104 103

Mere information om os og vore produkter og serviceydelser finder du på www.linde-healthcare.dk

Linde Gas A/S
Linde Healthcare, Lautruphøj 2-6, DK-2750 Ballerup
Tlf +45 70 104 103, www.linde-healthcare.dk